SITA Lab Solutions

SITA *pro line t15*

用于全方 位分析 位化 的张力计



SITA pro line t15

特点

功能

- 自动模式 表面活张力的自 动测量
- 在线模式 表面张力的连续 测量
- 单点模式 单次测量多达50条 浓度曲线

简便

- 测量简单 一键按钮
- 可单机移动测量
- USB数据传输



- SITA-压差法: 与毛细管浸入深度无关
- 测量参数: 气泡寿命从15ms(高动态) 到30000ms (准静态)
- 150个重复测量任务的测量方法



- 针对不同测量任务优化 的专利毛细管
- 带三角支架的实用携 带箱,便于运输和储存
- 电池容量至少可运行10 小时



SITA pro line t15+ 支持您在实验室分析含表面活性剂的液体。

测量动态表面张力,分析表面 活性剂

Windows软件SITA实验室解决方案

- 便捷的评估和报告功能
- 直观的操作
- 用户可定义的重复测量和测试任 务流程 (模板)
- 高效创建实验
- 自动化实验室测量和 活性物质分析
- 控制用于样品生产和调节的各种 实验室设备
- 温度曲线测量
- 轻松创建单个浓度曲线



应用领域

- 工业零件清洗中表面张力和表面活性剂浓度的控制
- 监测电镀涂层和蚀刻过程中的润湿剂浓度
- 喷墨油墨以及油漆和清漆的质量检验
- 在工厂或实验室测量表面张力
- 清洁、电镀、油墨、油漆等产品开发。
- 工艺化学品的温度行为分析



Single-模式

- 迅速控制浓度
- 检查任务快速可靠
- 观测自定义参数下的测量值

Auto-模式


- 方便研发的模式
- 表面活性剂张力的自动扫描
- 润湿行为特征分析

Online-模式

- 在一段时间内自动连续测量
- 连续过程监控
- 温度影响分析

SITA pro line t15

测量原理



SITA动态表面张力仪采用微分气泡 压力法, 可以在不需要调整毛细管 浸润深度的情况下实现最大的精度 和灵活性。在气流末端形成气泡, 其内部压力随着半径不断变化。通 过计算每个气泡的最大压力和最小 压力的差值得出表面张力。校准通 过纯水即可自动完成,同时需要考 虑到毛细管的半径因素。

技术参数

_	-			[/ _	ட
\rightarrow	₩.	ш	<i>L</i> ;-	K7	
-1	×	щ	J	レレノ	' _

测量范围

测量偏差

分辨率

重复性

(10...100) mN/m (dyn/cm)

max. 1% des SKE

0,1 mN/m

0,5 mN/m

气泡寿命

控制范围

(15...30.000) ms max. 1 ms

测量偏差 分辨率

1 ms

规则偏差

可调,1-10%

液体温度

测量范围

测量偏差

分辨率

重复性

(0...100) °C

max. 0,5 %, 可调

0.1 °C

0,3 K

电源

USB-电源

锂电池

功率

100...240 V / 5 V

3,6 V / 2.000 mAh

工作时间10h

max. 2.5 W

一般数据

USB接口

显示器

测量模式

存储

环境温度

(储存/操作)

测量气体 尺寸

 $(H \times B \times T)$

重量

数据传输 控制设备

LCD, 光源

auto, online, single

最多1000组数据

(-20...50) °C/(10...40) °C

环境空气

168 x 75 x 35 mm

270 g

Contact

翁开尔(上海)国际贸易有限公司 翁开尔(北京)科技有限公司 翁开尔青岛办事处 翁开尔武汉办事处

Tel: 400-800-0526 (上海) 400-800-3536 (北京) www.hjunkel-china.com